


■特長

- 湯温が一目で確認できます。
- アロマオイルをアロマケース内のフェルトに染み込ませると浴室がリラクゼーション空間になります。
- 「Relax」の目安(36℃～40℃)に見やすいアイコン付。
- 菌の繁殖を抑え、清潔に保てる抗菌剤を配合。
- 取替用フェルト 2 個付属。



※イラストはコーラルピンク

※アロマオイルは別売です。市販の物をお使いください。

⚠ 注意

- 使用時以外はお湯から出して、よく水を切って保管してください。
- 目盛等に直接アロマオイルを垂らさないでください。
- 測定範囲を超えるご使用・保管はしないでください。また、温度計をお風呂に入れたままお湯を沸かさないでください。  
**温度が 60℃以上になるとガラス管が破裂するおそれがあります。**
- この温度計の精度は ±2℃ です。より精度を要する温度管理には精密温度計をお買い求めください。
- 湯温の測定用として作られた温度計です。気温・室温の測定には専用の温度計をお買い求めください。
- 本品をぶついたり、落としたり、ガラス管を強く押したり、乱暴な取扱いはいしないでください。液切れや破損の原因になります。また、汚れを拭き取る時は、ベンジン・シンナー等は使わないでください。
- お風呂は最初にお湯の上の方だけ熱くなります。お湯をよくかき回してから温度を測定してください。
- ガラス管破損により中の赤液（着色精製白灯油）が流れ出した場合、
  - 皮膚に付いた→石けんでよく洗ってください。 ○赤液→ティッシュペーパー等で吸い取り焼却してください。
  - ガラス管→不燃物として処理してください。 ○目に入った→水で刺激がなくなるまで洗浄してください。
  - 浴槽のお湯→入れ替えてください。

■仕様

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 材 質  | 本 体：PP 樹脂（抗菌剤配合）<br>感温液：着色精製白灯油 |
| 精 度  | ±2℃                             |
| 測定範囲 | 10～50℃                          |
| 1 目盛 | 2℃                              |
| 外径寸法 | 96×91×26mm                      |
| 製品質量 | 48g                             |



輸入発売元  
**シンワ** 測定株式会社  
〒955-8577  
新潟県三条市興野3-18-21  
製造元/親和測定(大連)有限公司  
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ  
**シンワ** お客様相談室  
**0120-666899**  
受付時間（土日祝日除く）  
AM8:30～PM5:00  
MADE IN CHINA